


Anticorpo Policlonal Anti-Hormona Estimulante Da Tireoide (Tsh) Para Ihc-P, Elisa - P01215 / P01222

Número do item: CM0020564



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Hormona Estimulante da Tireoide (TSH) humana, reconhecendo ambas as subunidades alfa e beta. Validado para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Ideal para pesquisa endócrina e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Hormona Estimulante da Tireoide (TSH) pAb de Coelho
Observações/Apelido	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSH-B; TSH-BETA; Hormona Estimulante da Tireoide (TSH)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1081/7252
GeneID	1081/7252
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 25-116&21-138 da Hormona Estimulante da Tireoide (TSH) humana (NP_000726.1/NP_000540.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P01215/P01222
Peso da Proteína	13KDa/15KDa
Envio	Saco de gelo