


Anticorpo Policlonal Anti-Tial1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01085

Número do item: CM0025971



introdução

O TIAL1 Rabbit pAb detecta a nucleolisina TIAR em humanos, camundongos e ratos. Validado para western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Adequado para pesquisa de splicing alternativo e grânulos de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIAL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TCBP; TIAR; TIAL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7073
ID do Gene	7073
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 266-375 do TIAL1 humano (NP_003243.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01085
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo