


Anticorpo Monoclonal Anti-Tifa Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q793I8

Número do item: CM0011976



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TIFA validado por KO para WB, IHC-P e ELISA. Detecta TIFA de camundongo, uma proteína adaptadora de 21 kDa na sinalização imune inata de NF- κ B. Ideal para pesquisas sobre infecção e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-TIFA [validado por KO]
Observações/Apelido	T2bp
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	92610
GeneID (Camundongo)	211550
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-184 da TIFA de camundongo (NP_001343359.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q793I8
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo