

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tifab (Validado Por Kd) Para Wb E Elisa - Q6Znk6

Número do item: CM0005554

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD que visa o TIFAB humano, adequado para aplicações de WB e ELISA. Ideal para investigar a sinalização TRAF6 e a regulação da via NF-kappaB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] TIFAB mAb de Coelho
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	497189
ID do Gene	497189
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 62-161 do TIFAB humano (NP_001092691.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZNK6
Peso Proteico	18KDa
Envio	Saco de gelo