


## Anticorpo Policlonais Anti-Tify10A Para Wb, Elisa - Q9Lma8

Número do item: CM0019429



### introdução

TIFY10A Rabbit pAb (anti-JAZ1) é um anticorpo policlonal para Western blotting e ELISA em *Arabidopsis thaliana*. Alvo do repressor da sinalização do jasmonato; localizado no núcleo. Ideal para pesquisa em defesa vegetal.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | TIFY10A Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observações/Apelidos | AtJAZ1; proteína jasmonato-zim-domínio 1; T29M8.5; T29M8_5; TIFY10A                                                                    |
| Espécie              | <i>Arabidopsis thaliana</i>                                                                                                            |
| GeneID               | 838501                                                                                                                                 |
| Imunógeno            | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 154-253 de TIFY10A de <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_564075.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                 |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                 |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada  | <i>Arabidopsis thaliana</i>                                                                                                            |
| SWISS                | Q9LMA8                                                                                                                                 |
| Peso Proteico        | 28kDa                                                                                                                                  |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                          |