

## Anticorpo Policlonal Anti-Tify11B Para Wb E Elisa - Q9C9E3

Número do item: CM0023558

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TIFY11B (JAZ6) de Arabidopsis thaliana, direcionado a um repressor de sinalização de jasmonato. Validado para Western blotting e ELISA. Ideal para pesquisas sobre defesa vegetal e via do ácido jasmônico.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | TIFY11B Rabbit pAb                                                                                                                |
| Observações/Alias   | proteína 6 contendo domínio jasmonato-zim; T10D10.8; T10D10_8; PROTEÍNA DE DOMÍNIO TIFY 11B; TIFY11B                              |
| Espécie             | Arabidopsis thaliana                                                                                                              |
| GeneID              | 843577                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 170-269 de TIFY11B de Arabidopsis thaliana (NP_565043.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Arabidopsis thaliana                                                                                                              |
| SWISS               | Q9C9E3                                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 30kDa                                                                                                                             |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                     |