

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tigar Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq88

Número do item: CM0020157



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TIGAR (regulador da glicólise e apoptose induzido por TP53). Validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Regula a glicólise e a apoptose; utilizado em pesquisas sobre câncer, estresse e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TIGAR Rabbit pAb
Observações/alias	FR2BP; C12orf5; TIGAR
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	57103
ID do gene	57103
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do TIGAR humano (NP_065108.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9NQ88
Peso da proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo