

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tigd1/Eeyore Para Wb E Elisa - Q96Mw7

Número do item: CM0023003

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TIGD1 validado para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína TIGD1/Eeyore, uma proteína nuclear de ligação ao DNA. Ideal para pesquisa sobre proteínas derivadas de elementos transponíveis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIGD1 pAb de Coelho
Observações/Alias	EEYORE; TIGD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	200765
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da TIGD1 humana (NP_663748.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96MW7
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Bolsa de gelo