


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tigit Para Wb, Elisa - Q495A1

Número do item: CM0025123



introdução

Validado para WB e ELISA, este anticorpo policlonal de coelho anti-TIGIT reconhece TIGIT humano e reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de pontos de verificação imunológica e estudos de imunorregulação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TIGIT
Observações/Apelido	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	201633
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo a.a. 22-141 do TIGIT humano (NP_776160.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q495A1
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo