


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tigit Para Wb, Elisa - Q495A1

Número do item: CM0022571



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra o TIGIT humano (VSIG9, VSTM3), validado para aplicações de Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com o TIGIT de camundongo. Ideal para pesquisas sobre pontos de controle imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-TIGIT
Observações/Alcunhas	VSIG9; VSTM3; WUCAM; TIGIT
Espécie	Humana
GeneID	201633 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 167-244 do TIGIT humano (NP_776160.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q495A1
Peso da proteína	26 kDa
Envio	Bolsa de gelo