


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Tim-1/Kim-1/Havcr - Q5Qns5

Número do item: CM0023656



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TIM-1/KIM-1/HAVCR de camundongo, adequado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano. Detecta uma proteína de 33 kDa, ideal para pesquisa em lesão renal, tráfego de células T e eferocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho TIM-1/KIM-1/HAVCR
Observações/Alias	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
Espécie	Camundongo
ID do Gene	171283
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-237 do TIM-1/KIM-1/HAVCR de camundongo (NP_599009.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5QNS5
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo