

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tim-3/Havcr2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Tdq0

Número do item: CM0009934



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TIM-3/HAVCR2 humano. Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reação cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa de pontos de controle imunológicos e células T. 33 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-TIM-3/HAVCR2
Observações/Apelidos	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84868
GeneID	84868
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8TDQ0
Peso da Proteína	33kDa
Transporte	Saco de gelo