


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tim-3/Havcr2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdq0

Número do item: CM0020107



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TIM-3/HAVCR2 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de pontos de verificação imunológica e estudos de exaustão de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIM-3/HAVCR2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84868
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-202 do TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TDQ0
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo