

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tim23 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O14925

Número do item: CM0008874

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado contra TIM23 (TIMM23) para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Uso em pesquisa sobre importação mitocondrial e mitofagia. 22kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIM23 Rabbit mAb
Observações/Alias	TIM23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	100287932
GeneID	100287932
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 7-72 da TIMM23 humana (NP_006318.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14925
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo