


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tim44 Para Wb E Elisa - O43615

Número do item: CM0003420



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TIM44 humano, uma subunidade da translocase da membrana interna de importação mitocondrial. Validado para WB, ELISA; reage cruzadamente com humano, rato. Adequado para pesquisa de importação de proteínas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho TIM44
Observações/Apêndice	TIM44
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10469
GeneID	10469
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-240 do TIM44 humano (NP_006342.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O43615
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo