


Anticorpo Monoclonal Anti-Timeless Para Wb, Elisa - Q9Uns1

Número do item: CM0002663



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Timeless humano (TIM, hTIM) para aplicações em Western blot e ELISA. Adequado para estudar replicação de DNA, reparo e regulação do relógio circadiano. Específico para humano, peso molecular 139 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Timeless
Observações/Apelido	TIM; TIM1; hTIM; FASPS4; Timeless
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8914
GeneID	8914
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1058-1208 do Timeless humano (Q9UNS1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UNS1
Peso Proteico	139kDa
Envio	Saco de gelo