


Anticorpo Policlonais Anti-Timm10 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62072

Número do item: CM0029581



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TIMM10 humano (subunidade 10 da translocase de importação mitocondrial da membrana interna), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de importação de proteínas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMM10 pAb de coelho
Observações/Apelidos	TIM10; TIM10A; TIMM10A; TIMM10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26519
ID do Gene	26519
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62072
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Saco de gelo