

Anticorpo Policlonal Anti-Timm10B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5J6

Número do item: CM0028523



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a TIMM10B (FXC1/Tim9b), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para estudar a importação de proteínas mitocondriais e a função do complexo TIM22.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMM10B Rabbit pAb
Observações/Apelido	FXC1; Tim9b; TIM10B; TIMM10B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26515
GeneID	26515
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-103 do TIMM10B humano (NP_036324.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y5J6
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo