

Anticorpo Policlonal Anti-Timm17A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99595

Número do item: CM0030573

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade Tim17-A do translocase da membrana interna de importação mitocondrial. Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Swiss-Prot: Q99595.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMM17A Coelho pAb
Observações/Apelido	TIM17; TIM17A; TIMM17A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10440
ID do Gene	10440
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-171 do TIMM17A humano (NP_006326.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99595
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo