

Anticorpo Monoclonal Anti-Timm17B Para Wb - O60830

Número do item: CM0007723



introdução

O mAb de Coelho TIMM17B é um anticorpo monoclonal direcionado ao TIMM17B humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de importação e translocação mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho TIMM17B
Observações/Apêndice	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10245
GeneID	10245
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 60-160 do TIMM17B humano (NP_005825.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60830
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo