

Anticorpo Policlonal Anti-Timm17B Para Wb, Elisa - O60830

Número do item: CM0024316

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade para TIMM17B, validado para WB e ELISA em humano e rato. Tem como alvo a subunidade Tim17-B do complexo de translocase da membrana interna mitocondrial, essencial para a translocação de proteínas através da membrana interna mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho para TIMM17B (pAb)
Observações/Apelido	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10245
GeneID	10245
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 53-152 do TIMM17B humano (NP_005825.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O60830
Peso Molecular da Proteína	18kDa
Envio	Em bolsa de gelo