

Anticorpo Monoclonal Anti-Timm22 Para Wb E Elisa - Q9Y584

Número do item: CM0004677



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TIMM22 (Tim22), a subunidade do canal regulado por voltagem da translocase mitocondrial TIM22. Confirmado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Essencial para a importação de proteínas de múltiplas passagens na membrana interna e para pesquisas sobre doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMM22 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TEX4; TIM22; COXPD43; TIMM22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29928
GeneID	29928
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 20-120 do TIMM22 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y584
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo