

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Timm22 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Cq85

Número do item: CM0022298

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Timm22 validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage com Timm22 humano, de camundongo e de rato, uma subunidade da translocase da membrana interna mitocondrial essencial para a importação de proteínas transmembranares multipasso. Ideal para pesquisa e desenvolvimento em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Timm22 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Tim22; Timm22
Espécie	Camundongo
ID do Gene	56322
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-121 de Timm22 de camundongo (NP_062792.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9CQ85
Peso da Proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo