

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Timm23 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14925

Número do item: CM0029387

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TIMM23 (TIM23) humano, essencial para a importação de proteínas mitocondriais e regulação da mitofagia. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMM23 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TIM23; TIMM23
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	100287932
ID do Gene	100287932
Imunoígeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 7-72 do TIMM23 humano (NP_006318.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14925
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo