

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Timm29 Para Wb E Elisa - Q9Bsf4

Número do item: CM0022087



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TIMM29 humano (TIM29, C19orf52) para aplicações de Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo, adequado para estudos de importação mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMM29 Rabbit pAb
Observações/Alias	TIM29; C19orf52; TIMM29
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	90580
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 78-260 do TIMM29 humano (NP_612367.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BSF4
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo