

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Timm29 Para Wb, Ip, Elisa - Q8Bgx2

Número do item: CM0020204

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a Timm29 de camundongo (SWISS Q8BGX2), adequado para WB, IP, ELISA. Reage cruzadamente com humanos. Para estudos de importação de proteínas mitocondriais e do complexo TIM22.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Timm29 Rabbit pAb
Observações/Alias	TIM29; 1810026J23Rik; Timm29
Espécie	Camundongo
GeneID	69773
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 157-266 do Timm29 de camundongo (NP_848734.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8BGX2
Peso Proteico	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo