


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Timm44 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43615

Número do item: CM0024024



introdução

TIMM44 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade para humano, camundongo e rato. Ele tem como alvo o TIMM44 (TIM44), uma translocase da membrana interna mitocondrial essencial para a importação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMM44 Rabbit pAb
Observações/Alias	TIM44; TIMM44
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10469
ID do Gene	10469
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 153-452 do TIMM44 humano (NP_006342.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43615
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo