

Anticorpo Policlonal Anti-Timm8A Para Wb, If/Icc, Elisa - O60220

Número do item: CM0028699

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade Tim8 A da translocase de importação mitocondrial de membrana interna humana. Validado para Western Blot, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Para pesquisa de transporte mitocondrial e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	TIMM8A Rabbit pAb
Observações/Alias	DDP; MTS; DDP1; DFN1; TIM8; TIMM8A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-97 da TIMM8A humana (NP_004076.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60220
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo