

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Timm8B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5J9

Número do item: CM0024447

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra TIMM8B (subunidade B da translocase mitocondrial de importação na membrana interna Tim8 B) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de importação de proteínas mitocondriais e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMM8B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DDP2; TIM8B; TIMM8B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26521
ID do Gene	26521
Imunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-98 do TIMM8B humano (NP_036591.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5J9
Peso da Proteína	9kDa
Envio	Bolsa de gelo