

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Timp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P01033

Número do item: CM0017433



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TIMP1 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com TIMP1 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudar inibição de MMP, eritropoiese e sinalização por integrina em câncer e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TIMP1
Observações/Apelido	EPA; EPO; HCl; CLGI; TIMP; TIMP-1; TIMP1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7076
GeneID	7076
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 128-207 do TIMP1 humano (NP_003245.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01033
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de Gelo