

Anticorpo Monoclonal Anti-Timp2 Para Wb, Elisa - P16035

Número do item: CM0003630



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TIMP2 humano (Inibidor de Metaloproteinase 2), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo, rato e macaco verde africano. Adequado para pesquisa de MMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMP2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7077
ID do Gene	7077
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-220 do TIMP2 humano. (NP_003246.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco verde africano
SWISS	P16035
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo