

Anticorpo Policlonais Anti-Timp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16035

Número do item: CM0013001



introdução

Anticorpo policlonais de coelho contra TIMP2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com camundongo e rato. Adequado para estudar inibição de MMP, remodelação tecidual e metástase cancerígena.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7077
GeneID	7077
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do TIMP2 humano (NP_003237.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16035
Peso Proteico	24kDa
Envio	Bolsa de gelo