

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Timp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16035

Número do item: CM0021530



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TIMP2 para detecção do inibidor de metaloproteinase 2. Testado em WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre MEC e metástase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TIMP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7077
GeneID	7077
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do TIMP2 humano (NP_003246.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P16035
Peso da proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo