

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Timp3 Para Wb E Elisa - P35625

Número do item: CM0013092



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TIMP3, validado para WB e ELISA. Detecta TIMP3 humano, de camundongo e de rato (24 kDa). Ideal para pesquisas sobre matriz extracelular, câncer e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TIMP3 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	SFD; K222; K222TA2; HSMRK222; TIMP3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7078
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 110-210 do TIMP3 humano (NP_000353.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P35625
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo