

Anticorpo Policlonal Anti-Timp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99727

Número do item: CM0026819

introdução

Anticorpo policlonal de coelho TIMP4 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de remodelação da matriz extracelular, biologia cardiovascular e inibição de MMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMP4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TIMP-4; TIMP4
Espécie	Humano
GeneID	7079
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-224 do TIMP4 humano (NP_003247.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99727
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo