

Anticorpo Policlonal Anti-Tin2/Tinf2 Para Wb, Elisa - Q9Bsi4

Número do item: CM0027415



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TIN2/TINF2 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa do complexo shelterina e biologia dos telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIN2/TINF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26277
GeneID	26277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 202-451 de TIN2/TINF2 humano (NP_001092744.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BSI4
Peso Molecular da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo