

Anti-Tin2/Tinf2 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Bsi4

Número do item: CM0005465



introdução

Anti-TIN2/TINF2 Anticorpo Monoclonal de Coelho validado para WB, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato; ataca o fator nuclear de interação TERF1 2, um componente do complexo shelterin que regula o comprimento e a proteção dos telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIN2/TINF2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26277
GeneID	26277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-309 do TIN2/TINF2 humano (Q9BSI4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BSI4
Peso da Proteína	50 kDa
Envio	Saco de gelo