

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tiparp Para Wb, Elisa - Q7Z3E1

Número do item: CM0016889

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TIPARP humano (PARP7), validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudar mono-ADP-ribosilação, sinalização do receptor de hidrocarbonetos arílicos (AHR) e modificações de proteínas nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho TIPARP
Observações/Apelido	PARP7; ARTD14; pART14; TIPARP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25976
ID do Gene	25976
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 441-657 do TIPARP humano (NP_056323.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z3E1
Peso Proteico	76kDa
Envio	Bolsa de Gelo