

Anticorpo Policlonal Anti-Tir1 Para Wb E Elisa - Q570C0

Número do item: CM0020153



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TIR1 de Arabidopsis, validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo o receptor de auxina, sendo adequado para estudos de sinalização de hormônios vegetais e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AtTIR1; TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE 1; TIR1
Espécie	Arabidopsis thaliana
GeneID	825473
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 495-594 de TIR1 de Arabidopsis thaliana (NP_567135.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q570C0
Peso da Proteína	67 kDa
Envio	Bolsa de gelo