

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tirap Para Ihc-P, Elisa - P58753

Número do item: CM0022833



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o TIRAP (Mal) humano, validado para aplicações de IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de imunidade inata, sinalização TLR2/4 e RAGE, e resposta inflamatória. SWISS: P58753.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TIRAP
Observações/Apelido	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114609
GeneID	114609
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-221 do TIRAP humano (NP_001034750.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P58753
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo