

Anti-Tirap Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P58753

Número do item: CM0016161



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TIRAP humano (Mal/MyD88-2), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de imunidade inata e vias de sinalização TLR/IL-1R.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIRAP pAb de Coelho
Observações/Apelido	Mal; wyatt; BACTS1; MyD88-2; TIRAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114609
GeneID	114609
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-221 do TIRAP humano (NP_001034750.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P58753
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco com gelo