


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Titina (Ttn) Para If-P E Elisa - Q8Wz42

Número do item: CM0020511



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Titina (TTN) humana, adequado para IF-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Útil para estudar a estrutura do sarcômero, cardiomiopatia e distrofia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TTN Rabbit pAb
Observações/Apêndices	TMD, CMH9, CMD1G, CMPD4, CMYP5, EOMFC, HMERF, MYLK5, SALMY, LGMD2J, LGMDR10, TTN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7273
ID do Gene	7273
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 5347-5604 da TTN humana (NP_596870.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8WZ42
Peso Molecular da Proteína	3816kDa
Transporte	Saco de Gelo