

Anticorpo Policlonal Anti-Tjp2 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Udy2

Número do item: CM0018549



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TJP2 humano (ZO-2), validado para WB, IP e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo a proteína de junção estreita ZO-2, envolvida na adesão celular e na sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TJP2 Rabbit pAb
Observações/Alianse	ZO2; X104; FHCA1; PFIC4; DFNA51; DUP9q21.11; C9DUPq21.11; TJP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9414
GeneID	9414
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 951-1190 de TJP2 humano (NP_004808.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UDY2
Peso da proteína	134 kDa
Envio	Bolsa de gelo