

Anticorpo Monoclonal Anti-Tkt/Transcetolase Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29401

Número do item: CM0005191



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o TKT/Transcetolase humano (P29401), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a via das pentoses-fosfato e pesquisas metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] mAb de Coelho TKT/Transcetolase
Observações/Apelido	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7086
ID do Gene	7086
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 281-380 do TKT/Transcetolase humano (NP_001055.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29401
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco com gelo