

Anticorpo Monoclonal Anti-Tle1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q04724

Número do item: CM0008832



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TLE1 de alta qualidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de expressão gênica, sinalização celular e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-TLE1
Observações/Alias	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7088
GeneID	7088
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 150-250 de TLE1 humano (Q04724)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q04724
Massa da proteína	83 kDa
Envio	Bolsa de gelo