

Anticorpo Policlonal Anti-Tle1 Para Wb E Elisa - Q04724

Número do item: CM0014595



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra TLE1 validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo. Ideal para estudar a correpressão transcricional nas vias de sinalização Wnt e NF-κB. Fornecido pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra TLE1
Observações/Alias	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7088
GeneID	7088
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 256-355 de TLE1 humano (NP_005068.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q04724
Peso da Proteína	83 kDa
Transporte	Bolsa de gelo