

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tle1 Para Wb E Elisa - Q04724

Número do item: CM0029577



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-TLE1 de alta qualidade validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA, que reconhece especificamente a proteína 1 semelhante à transducina humana. Ferramenta essencial para investigar a repressão transcricional e a sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | TLE1 Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Observações/Apelidos | ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1                                                                                                                      |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                            |
| ID do Gene (Humano)  | 7088                                                                                                                                              |
| ID do Gene           | 7088                                                                                                                                              |
| Imunógeno            | Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 501-770 da TLE1 humana (NP_005068.2)) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                            |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                            |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                                            |
| SWISS                | Q04724                                                                                                                                            |
| Peso da Proteína     | 83kDa                                                                                                                                             |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                                     |