

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tle2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q04725

Número do item: CM0004880

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra TLE2 humano (Proteína 2 intensificadora semelhante à transducina). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisas de sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TLE2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ESG; ESG2; GRG2; TLE2
Espécie	Humano
ID do Gene	7089
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-138 do TLE2 humano (NP_003251.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04725
Peso da Proteína	80KDa
Envio	Saco com gelo