

Anticorpo Monoclonal Anti-Tle4 Para Wb E Elisa - Q04727

Número do item: CM0007485

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra TLE4 humano, com reatividade contra amostras humanas e de camundongo. Validado para WB e ELISA, ideal para pesquisas sobre repressão transcricional e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de coelho anti-TLE4
Observações/Apelidos	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
Espécie	Humana
ID do Gene	7091
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-138 da TLE4 humana (NP_001269677)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q04727
Peso da Proteína	84 kDa
Transporte	Gelo em bolsa