

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tle4 Para Wb, Elisa - Q04727

Número do item: CM0022869

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TLE4 de alta qualidade validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Fornecido como um anticorpo policlonal de coelho, é adequado para a detecção da proteína TLE4 humana em estudos de repressão transcricional na sinalização Wnt e no desenvolvimento. - Q04727

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TLE4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7091
GeneID	7091
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 173-243 do TLE4 humano (NP_001269677)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q04727
Peso Proteico	84kDa
Envio	